

最新レオロジー評価ソリューションのご紹介 ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン株式会社

新製品 ARES-G3™



CHIRPS


- Chirp 波形による高速周波数測定法（OWCh 法）を用いて実験時間を最大 80%短縮
- One Touch Away タッチスクリーンと刷新されたキーパッドによる効率的なワークフロー
- TRIOS Express モードによる簡単な測定条件設定
- ステップ速度制御の性能向上

Discovery Core Rheometer(DCR)



- レオロジー測定の入門機に最適
- 粘度測定に加え、材料のより深い特性評価を実現
- ルーチン測定・品質管理（QC）を効率化
- 高いコストパフォーマンスで導入しやすい価格帯

レオ・インピーダンス/誘電センサー(Discovery Hybrid Rheometer 用アクセサリ)



- 定常流粘度（フロー測定）や動的粘弾性と電気化学特性を同時評価
- 広い交流周波数帯(4 Hz～8 MHz)で測定可能
- ペルチェ温調プレートに簡単に装着

レオ・インピーダンスシステム
ペルチェプレート温調タイプ
(スラリーなど流体サンプル向き)

***その他豊富な HR 用アクセサリを取り揃えております**

Waters™ | TA Instruments

Mail:infotajapan@waters.com
HP:www.tainstruments.co.jp



お問合せ